




## Health & Wellness

### Quick Start Guide


Smart Scale C1  
Smart Scale C1  
Báscula Inteligente C1  
Balance Intelligente C1  
Bilancia Smart C1

Schnellstartanleitung | Guía de inicio rápido  
Guide de démarrage rapide | Guida Rapida

#### English



- Not intended for use by children under 16.\*
  - Do not use this device if you are pregnant.
  - Do not use this device if you are wearing a pacemaker or any other internal medical devices.
- \* Considering the vast individual differences among children under 16, the measurement of body fat or other body composition measurements may be less accurate. Their weight-only measurement should remain accurate.




- For body weight measurement: Place the scale on a hard and flat surface.



- For body composition analysis: Stand still and uniformly touch the electrodes with bare and dry feet.


#### What's Needed

- 1 Compatible smartphone or tablet.
  - iOS 8.0 or above
  - Android 4.3 or above



iPhone, iPad & iPod touch


- 2 Smart Scale C1 with batteries installed.



01

#### Installing App and Pairing Devices

- 1 Download the EufyLife app from the App Store or Google Play.
- 2 Open the EufyLife app and then follow the on-screen instructions to pair.



Do not pair the scale from your smartphone's Bluetooth menu. Use the EufyLife app to pair the scale with your smartphone.


#### Using Your Scale

- 1 Place the scale on a hard and flat surface.
- 2 Open the EufyLife app and select Smart Scale on the device homepage. Then create a user ID if necessary.
- 3 Step barefoot onto the scale. An analysis of your body's composition will begin automatically.

Please read the owner's manual for more information

02

#### Deutsch



- Nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet.\*
  - Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind.
  - Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere interne medizinische Geräte tragen.
- \* In Anbetracht der großen individuellen Unterschiede zwischen Kindern unter 16 Jahren kann die Messung von Körperfett oder anderen Körperzusammensetzungen weniger genau sein. Ihre reine Gewichtsmessung sollte jedoch genau sein.




- Messung des Körpergewichts: Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Fläche.



- Körperanalyse: Stellen Sie sich mit bloßen und trockenen Füßen gleichmäßig auf die Elektroden, und stehen Sie still.


#### Was Sie benötigen

- 1 Kompatibles Handy oder Tablet.
  - iOS 8.0 oder höher
  - Android 4.3 oder höher



iPhone, iPad & iPod touch


- 2 Smart Scale C1 mit installierten Batterien.



03

#### Installation der App und Pairing von Geräten

- 1 Laden Sie die EufyLife App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- 2 Öffnen Sie die EufyLife App und folgen Sie den Anweisungen der App.



Verbinden Sie die Waage nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Smartphones. Verwenden Sie die EufyLife App, um die Waage mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

#### Verwendung Ihrer Waage

- 1 Stellen Sie die Waage auf einer harten und flachen Oberfläche auf.
- 2 Öffnen Sie die EufyLife App und wählen Sie Smart Scale auf der Gerätehomepage. Erstellen Sie dann eine Benutzer-ID.
- 3 Steigen Sie barfuß auf die Waage. Eine Analyse der Zusammensetzung Ihres Körpers beginnt automatisch.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für weitere Informationen


04




For FAQs and more information, please visit:  
[www.eufylife.com](http://www.eufylife.com)

Product Number: T9146  
51005001226 V03

#### Español



- Producto no diseñado para menores de 16 años.
  - No utilice este dispositivo si se encuentra en estado de embarazo.
  - No utilice este dispositivo si utiliza o le han implantado marcapasos o algún otro dispositivo médico electrónico.
- \* Teniendo en cuenta las increíbles diferencias existentes entre los niños menores de 16 años, la medición de la grasa corporal y otras medidas corporales relacionadas con la composición pueden resultar poco precisas. Solo la medida relacionada con el peso debe seguir siendo precisa.




- Para medición del peso corporal: coloque la báscula en una superficie plana y dura.



- Para análisis de composición corporal: permanezca inmóvil y toque los electrodos de manera uniforme con los pies descalzos y secos.

#### Listado de requerimientos


- 1 Tableta o teléfono inteligente, compatibles con el dispositivo.
  - iOS 8.0 o superior
  - Android 4.3 o superior
- 2 Báscula Inteligente C1 con pilas ya instaladas.



iPhone, iPad & iPod touch




Android



05

#### Instalación de la aplicación y sincronización de dispositivos

- 1 Descargue la aplicación EufyLife desde la App Store o Google Play.
- 2 Abra la aplicación EufyLife y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar sus dispositivos.



No sincronice su báscula desde el menú de Bluetooth de su teléfono inteligente. Para sincronizar sus dispositivos, use exclusivamente la aplicación EufyLife.


#### Modo de utilización

- 1 Posicione la báscula en una superficie plana y firme.
- 2 Abra la aplicación EufyLife desde su dispositivo y seleccione Smart Scale (Báscula Inteligente) en la página principal. Si es necesario, cree una cuenta de usuario.
- 3 Suba con pies descalzos a la báscula. De manera automática, comenzará un análisis de su composición corporal.

Lea las instrucciones del manual de usuario en caso de requerir más información

06

#### Français



- Non destiné à être utilisé par des enfants de moins de 16 ans.\*
  - N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte.
  - N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical interne.
- \* Compte tenu des importantes différences individuelles entre les enfants de moins de 16 ans, la mesure de la masse adipeuse et les autres mesures de composition corporelle sont susceptibles d'être moins précises. Leur mesure prenant en compte le poids seulement devrait rester précise.



- Pour la mesure du poids du corps : Placer la balance intelligente sur une surface rigide et plane.



- Pour l'analyse de la composition du corps : Se tenir immobile et toucher uniformément les électrodes avec des pieds nus et secs.

#### Ce dont vous avez besoin


- 1 Un smartphone ou tablette compatible
  - Système iOS 8.0 ou version ultérieure
  - Système Android 4.3 ou version ultérieure
- 2 La balance intelligente C1 avec piles installées.



iPhone, iPad & iPod touch




Android



07

#### Installation et Appairage de l'application

- 1 Téléchargez l'application EufyLife depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Ouvrez l'application EufyApp et suivez les instructions à l'écran pour appairer la balance à votre appareil.



N'apparez pas la balance à partir du menu Bluetooth de votre smartphone, mais utilisez l'application EufyLife.


#### Utilisation de la balance

- 1 Placez la balance sur une surface dure et plane.
- 2 Ouvrez l'application EufyApp et suivez les instructions à l'écran pour appairer la balance à votre appareil.
- 3 Montez pieds nus sur la balance. Une analyse de la composition de votre corps commencera automatiquement.


Lisez le manuel d'utilisation pour plus d'informations.

08

#### Italiano



- Non inteso per l'utilizzo da parte di individui con età inferiore a 16 anni.\*
  - Non utilizzare questo dispositivo durante la gravidanza.
  - Non utilizzare questo dispositivo in caso si indossi un pacemaker o altri dispositivi medici interni.
- \* Considerando le notevoli differenze individuali tra i bambini di età inferiore a 16 anni, la misurazione del grasso corporeo o di altre misurazioni della composizione corporea può essere meno accurata. La misurazione unicamente del peso dovrebbe rimanere accurata.




- Per la misurazione del peso corporeo: posizionare la bilancia su una superficie piana e compatta.



- Per l'analisi della composizione corporea: rimanendo fermi in piedi, toccare uniformemente gli elettrodi con i piedi nudi e asciutti.

#### Dispositivi Richiesti


- 1 Smartphone o Tablet compatibile
  - iOS 8.0 o successivi
  - Android 4.3 o successivi
- 2 Bilancia Smart C1 con batterie installate.



iPhone, iPad & iPod touch




Android



09

#### App di installazione e Dispositivi sincronizzati

- 1 Scaricare l'App EufyLife dall'App Store o Google Play.
- 2 Avviare l'App EufyLife e selezionare le istruzioni a schermo per la sincronizzazione.



Non sincronizzare la bilancia dal menù bluetooth del vostro smartphone. Utilizzare l'App EufyLife per farlo.

#### Utilizzare la Bilancia

- 1 Posizionare la bilancia su una superficie liscia e dura.
- 2 Avviare l'App EufyLife e selezionare Bilancia Intelligente dalla pagina dei dispositivi. Creare un profilo utente se necessario.
- 3 Salire a piedi nudi sulla bilancia. L'analisi della composizione del vostro corpo inizierà automaticamente.

Leggere il manuale utente per maggiori informazioni.

10